



D Liebe Mutter,

Muttermilch ist die beste Nahrung, die ein Baby in den ersten sechs Lebensmonaten bekommen kann. Damit Sie und Ihr Baby jeden Moment der Stillzeit begleiten können, hat NUK ein Stilloprogramm mit praktischen und komfortablen Stillhilfen für jeden Bedarf entwickelt, die das Stillen systematisch unterstützen.

Die NUK Soft & Easy Handmilchpumpe ist als Hilfe für Sie und Ihr Baby gedacht, wenn das natürliche Stillen vorübergehend oder dauerhaft nicht möglich ist.

Bitte nehmen Sie sich einige Minuten Zeit und lesen Sie diese Gebrauchsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die NUK Soft & Easy Handmilchpumpe zum ersten Mal benutzen.

Wir wünschen Ihnen und Ihrem Baby alles Gute.

1. Hinweis vor dem ersten Gebrauch

A

Reinigen und desinfizieren Sie alle Teile (siehe Abb. a), bevor Sie die NUK Soft & Easy Handmilchpumpe zum ersten Mal benutzen (siehe 4. Reinigung und Desinfektion (Abb. b)).

2. Gerätesbeschreibung

B

Die NUK Soft & Easy Milchpumpe ist ein Hilfsmittel zum Abpumpen und Aufguss von Muttermilch. Die Milchpumpe ist besonders zum Abpumpen kleiner Milchmengen geeignet sowie für kurze Abpumpen vor den Stillen, denn entspannte Brüste erleichtern das Anlegen des Babys. Zudem kann die NUK Soft & Easy Milchpumpe durch Unterdruck Hohlräumzutaten im richtige Form bringen.

2.2. Funktionsbeschreibung

C

Die NUK Soft & Easy Milchpumpe bietet folgende Vorteile:

- Weiches Silikonkissen mit Noppen für eine angenehme Massage und sanftes Abpumpen

- Wenige Teile für leichtes Reinigen und Bedienen

- Breiter Fuß für sicheren Sitz

- Ermöglicht gleichmäßiges Abpumpen

- Durch Aufsetzen eines NUK Classic Trinksaugers und durch Aufschrauben eines NUK Classic Schraubringes lässt sich der Zylinder direkt als Milchflasche nutzen (siehe Abb. e). Sauger und Schraubring sind nicht im Lieferumfang enthalten.

3. Garantie

D

Zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten als Verbraucher bei Mängeln gegenüber dem Hersteller aus dem Kaufvertrag gewähren wir Ihnen die Garantie über 24 Monate ab Kaufdatum. Das Kaufdatum ist der Tag der Belegungskonsole. 24 Monate Garantie auf das Gerät selbst und durch die Garantie auf die Mängel. Ihre gesetzlichen Rechte gegenüber dem Hersteller behalten Sie weiter. Eine Reparatur des Gerätes erfolgt erst nach Rücksprache mit dem Kundendienst.

Warning!

Only the NUK Microwave Steam Steriliser should be used for sterilisation in a microwave. Follow the manufacturer's instructions when using any sterilisers or sterilising solution in order to prevent damage to the product.

4. Storing the Milk

E

If the breast milk is not used immediately, you should pour the breast milk into a suitable container, seal it securely and store it in the refrigerator.

Service-Center

Service-Adressen finden Sie in „Contact addresses“.

Hersteller

Blättern Sie die „diese Anschaffung ist Konkurrenz“ Seite im Preisvergleich und den Kontaktinformationen zum Produkt des unter „Contact addresses“ genannten Service-Center.

MAPA GmbH

Industriestraße 21-25

27404 Zeven

Germany

www.nuk.com

5. Cleaning and Desinfection (see fig. d)

F

To ensure that your baby develops healthily, hygiene is particularly important when handling breast milk.

The pump should therefore only be used in a clean and sterilised condition.

6. Classification

G

REGULAMENTO (UE) 2017/745: dispositivo medico

7. Smallmento

H

Qualora l'apparecchio non dovesse più essere utilizzato, i componenti dovranno essere smaltiti conformemente alle disposizioni locali vigenti in materia.

8. Garanzia

I

Oltre alla garanzia di legge fornita dal rivenditore, derivante dal contratto d'acquisto, maneggiando l'apparecchio correttamente e attenendosi alle istruzioni per l'uso, si presta una garanzia aggiuntiva di 24 mesi dalla data di acquisto del prodotto. La ricevuta di acquisto fa fede per la data di acquisto e il tipo di apparecchio.

Si escludono ulteriori diritti di garanzia, riguardanti per danni che non riguardano l'apparecchio, fatto salve le garanzie previste dalla legge.

L'invio dell'apparecchio senza la dimostrazione della data d'acquisto comporta la perdita della garanzia collaterale.

Per la durata della garanzia si imponeva a risolvere eventuali difetti del materiale o del processo di produzione.

Conservare indirizzo e codice articolare per eventuali contatti con il servizio assistenza.

Centro assistenza

Gli indirizzi per l'assistenza si trovano nella sezione "Contact addresses".

Attenzione!

Ricordare che questo indirizzo non è l'indirizzo dell'assistenza. In caso di problemi o domande sul prodotto contattare il centro di assistenza reperibile in "Contact addresses".

MAPA GmbH

Industriestraße 21-25

27404 Zeven

Germany

www.nuk.com

9. Desinfección

J

Antes de cada desinfección debe llevar a cabo una limpieza tal como se indica en el apartado anterior.

Desinfectar todas las piezas ya sea:

- en el vaporizador NUK o
- hirviéndolas durante 5 minutos. Para evitar daños, procure que siempre haya suficiente líquido en el recipiente.

10. Limpieza y desinfección (ver fig. d)

La higiene es especialmente importante cuando se maneja la leche materna para que su hijo pueda desarrollar sano.

Por esta razón, utilice el extractor únicamente en estado limpio y desinfectado.

Así, las piezas deben ser mantidas fuera del alcance de las criadas: pejor de engolir.

11. Cuando el cilindro es usado como Biberón

Pela segurança e saúde do seu bebé:

K

Leia atentamente as indicações de aviso e de uso para biberão.

12. Dados técnicos

Gama de temperaturas

- Operação +6 °C a +40 °C
- Armazenamento 0 °C a +40 °C

13. Dever de informação

Comunique todos os incidentes graves ocorridos com o dispositivo ao fabricante e à autoridade nacional competente.

Este produto NUK está de acordo com a norma EN 1430 «Artigos de puericultura - Artigo para beber».

14. Utilização

- 1. Utilize a bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy apenas se estiver limpaa (ver ponto 4. Limpeza e desinfecção (Fig. d)).
- 2. Lave bem os māos antes de utilizar a bomba.
- 3. Empurre o anel de silicone contra o émbolo (Fig. b).

Leia atençao as indicações de aviso e de uso para leite materno/biberão NUK e a tetina, assim como acessórios

15. Quando o cilindro é usado como biberón

L

Leia atentamente as indicações de aviso e de uso para leite materno/biberón NUK e a tetina, assim como os acessórios.

16. Indicações de segurança

Para sua própria segurança tenha em conta o seguinte:

- Antes da utilização, lave atentamente o extractor de leite materna.
- O manual é parte integrante da bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy e deve estar sempre disponível.
- Se o leite materno para um bebé prematuro siga impreterivelmente as indicações do seu médico.
- A bomba tira-leite tem de ser limpa e desinfetada antes de cada utilização.
- Respeite o ponto 4. (Limpeza e desinfecção) para prevenir a contaminação microbiana e das bombas tira-leite.
- As peças da bomba estiverem danificadas por dentro (por ex. riscadas), devem ser substituídas por motivos de higiene.
- Utilize uma bomba tira-leite apenas no campo de aplicação indicado.
- As peças pequenas devem ser mantidas fora do alcance das crianças: pejor de engolir.

17. Indicações de segurança

Para sua própria segurança tenha em conta o seguinte:

- Antes da utilização, lave atentamente o extractor de leite materna.
- O manual é parte integrante da bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy e deve estar sempre disponível.
- Se o leite materno para um bebé prematuro siga impreterivelmente as indicações do seu médico.
- A bomba tira-leite tem de ser limpa e desinfetada antes de cada utilização.
- Respeite o ponto 4. (Limpeza e desinfecção) para prevenir a contaminação microbiana e das bombas tira-leite.
- As peças da bomba estiverem danificadas por dentro (por ex. riscadas), devem ser substituídas por motivos de higiene.
- Utilize uma bomba tira-leite apenas no campo de aplicação indicado.
- As peças pequenas devem ser mantidas fora do alcance das crianças: pejor de engolir.

18. D. Informações de segurança

Para sua própria segurança tenha em conta o seguinte:

- Antes da utilização, lave atentamente o extractor de leite materna.
- O manual é parte integrante da bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy e deve estar sempre disponível.
- Se o leite materno para um bebé prematuro siga impreterivelmente as indicações do seu médico.
- A bomba tira-leite tem de ser limpa e desinfetada antes de cada utilização.
- Respeite o ponto 4. (Limpeza e desinfecção) para prevenir a contaminação microbiana e das bombas tira-leite.
- As peças da bomba estiverem danificadas por dentro (por ex. riscadas), devem ser substituídas por motivos de higiene.
- Utilize uma bomba tira-leite apenas no campo de aplicação indicado.
- As peças pequenas devem ser mantidas fora do alcance das crianças: pejor de engolir.

19. D. Informações de segurança

Para sua própria segurança tenha em conta o seguinte:

- Antes da utilização, lave atentamente o extractor de leite materna.
- O manual é parte integrante da bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy e deve estar sempre disponível.
- Se o leite materno para um bebé prematuro siga impreterivelmente as indicações do seu médico.
- A bomba tira-leite tem de ser limpa e desinfetada antes de cada utilização.
- Respeite o ponto 4. (Limpeza e desinfecção) para prevenir a contaminação microbiana e das bombas tira-leite.
- As peças da bomba estiverem danificadas por dentro (por ex. riscadas), devem ser substituídas por motivos de higiene.
- Utilize uma bomba tira-leite apenas no campo de aplicação indicado.
- As peças pequenas devem ser mantidas fora do alcance das crianças: pejor de engolir.

20. D. Informações de segurança

Para sua própria segurança tenha em conta o seguinte:

- Antes da utilização, lave atentamente o extractor de leite materna.
- O manual é parte integrante da bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy e deve estar sempre disponível.
- Se o leite materno para um bebé prematuro siga impreterivelmente as indicações do seu médico.
- A bomba tira-leite tem de ser limpa e desinfetada antes de cada utilização.
- Respeite o ponto 4. (Limpeza e desinfecção) para prevenir a contaminação microbiana e das bombas tira-leite.
- As peças da bomba estiverem danificadas por dentro (por ex. riscadas), devem ser substituídas por motivos de higiene.
- Utilize uma bomba tira-leite apenas no campo de aplicação indicado.
- As peças pequenas devem ser mantidas fora do alcance das crianças: pejor de engolir.

21. D. Informações de segurança

Para sua própria segurança tenha em conta o seguinte:

- Antes da utilização, lave atentamente o extractor de leite materna.
- O manual é parte integrante da bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy e deve estar sempre disponível.
- Se o leite materno para um bebé prematuro siga impreterivelmente as indicações do seu médico.
- A bomba tira-leite tem de ser limpa e desinfetada antes de cada utilização.
- Respeite o ponto 4. (Limpeza e desinfecção) para prevenir a contaminação microbiana e das bombas tira-leite.
- As peças da bomba estiverem danificadas por dentro (por ex. riscadas), devem ser substituídas por motivos de higiene.
- Utilize uma bomba tira-leite apenas no campo de aplicação indicado.
- As peças pequenas devem ser mantidas fora do alcance das crianças: pejor de engolir.

22. D. Informações de segurança

Para sua própria segurança tenha em conta o seguinte:

- Antes da utilização, lave atentamente o extractor de leite materna.
- O manual é parte integrante da bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy e deve estar sempre disponível.
- Se o leite materno para um bebé prematuro siga impreterivelmente as indicações do seu médico.
- A bomba tira-leite tem de ser limpa e desinfetada antes de cada utilização.
- Respeite o ponto 4. (Limpeza e desinfecção) para prevenir a contaminação microbiana e das bombas tira-leite.
- As peças da bomba estiverem danificadas por dentro (por ex. riscadas), devem ser substituídas por motivos de higiene.
- Utilize uma bomba tira-leite apenas no campo de aplicação indicado.
- As peças pequenas devem ser mantidas fora do alcance das crianças: pejor de engolir.

23. D. Informações de segurança

Para sua própria segurança tenha em conta o seguinte:

- Antes da utilização, lave atentamente o extractor de leite materna.
- O manual é parte integrante da bomba tira-leite manual NUK Soft & Easy e deve estar sempre disponível.
- Se o leite materno para um bebé prematuro siga impreterivelmente as indicações do seu médico.
- A bomba tira-leite tem de ser limpa e desinfetada antes de

